

GB Use: Suitable for alcohol resistant surfaces of medical devices e.g. examination chairs, hospital beds and theatre equipment. Not for use on invasive devices. Not compatible with acrylic glass and materials sensitive to alcohol. Moisten visually clean surface with undiluted solution until it is completely wet. For professional use

DE Anwendung: Für alkoholbeständige Oberflächen von Medizinprodukten, wie z.B. OP-Ausstattungen, Krankenhausbetten und Behandlungsstühle in Kliniken und Arztpraxen. Nicht für invasive Produkte verwenden. Nicht geeignet für Acryglas und alkoholempfindliche Materialien. Visuell saubere Flächen vollständig mit der unverdünnten Lösung benetzen. Für professionelle Verwendung.

FR Mode d'emploi: Pour les surfaces des dispositifs médicaux résistant à l'alcool, comme par exemple les équipements de salles d'opérations, les lits d'hôpitaux et les fauteuils de soins. Ne pas utiliser sur des dispositifs invasifs. Ne pas utiliser sur verre acrylique et matériaux sensibles à l'alcool. Humecter la surface visuellement propre avec la solution non diluée jusqu'à imprégnation complète. Pour usage professionnel.

IT Utilizzo: Indicato per superfici di attrezzi e dispositivi medici resistenti all'alcool, come ad esempio dotazioni di sale operatorie, letti di ospedale e poltrone per prelievi o per odontoiatria. Non utilizzare su dispositivi di tipo invasivo. Non appropriato con vetro acrilico e materiali sensibili all'alcool. Inumidire la superficie visivamente pulita con una soluzione non diluita finché non è completamente bagnata. Per uso professionale.

NL Gebruik: Geschikt voor alcoholbestendige oppervlakken van medische hulpmiddelen, bijv. onderzoeksstoelen, ziekenhuisbedden en apparatuur in operatiekamers. Niet voor gebruik op invasive hulpmiddelen. Niet compatibel met acryl glas en materialen die gevoelig zijn voor alcohol. Bevochtig het op het oog schone oppervlak met onverdunde oplossing totdat het helemaal nat is. Voor professioneel gebruik.

PL Zastosowanie: Przeznaczony do powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu, np. foteli do badania, łóżek szpitalnych oraz sprzętu w salach zabiegowych. Nie nadaje się do stosowania z inwazyjnymi wyrobami medycznymi. Niekompatybilny ze szkłem akrylowym i materiałami wrażliwymi na działanie alkoholu. Zwilżyć dokładnie całą (wizualnie czystą) powierzchnię nierożcieńczonym preparatem. Do użytku profesjonalnego.

CZ Použití: Vhodný na povrchy zdravotnického zařízení, odolné vůči alkoholu, například vyšetrovacích křesel, nemocničních lůžek a sálového vybavení. Nepoužívejte na invazivní prostředky. Není kompatibilní s akryláтовým sklem a materiály citlivými na alkohol. Navlhčete vizuálně čistý povrch nerěděným roztokem tak, aby byl zcela smočen. Pro profesionální použití.

SK Použitie: Vhodný na povrhy zdravotníckych zariadení, odolné voči alkoholu, ako napr. vyšetrovacie kreslá, nemocničné posteľe a zariadenie sál. Nepoužívajte na invázivné prostriedky. Prípravok je nezlučiteľný s akrylovým sklom a materiálmi citlivými na alkohol. Vizuálne čistý povrch navlhčíte neriedeným roztokom tak, aby bol úplne zmáčaný. Na profesionálne použitie.

RO Utilizare: Adevarat pentru suprafetele dispositivelor medicale rezistente la alcool, de exemplu, scaune de examinare, paturi de spital și echipamente din sala de operații. A nu se utilizează pentru dispozitive invazive. A nu se utilizează pe sticlă acrilică și materialele sensibile la alcool. Umeziți suprafața vizibil curată cu soluție nediluată, până când aceasta este complet udă. Pentru uz profesional.

BG Употреба: Подходящ за устойчиви на алкохол повърхности на медицински изделия, например столове за преглед, болнични легла и оборудване за операционни зални. Не е предписан за употреба при инвазивни изделия. Не е съместим с акрилно стъкло и материали, чувствителни към алкохол. Навлажнете визуално чистата повърхност с неразреден разтвор до пълно смокряне. За професионална употреба.